

A composite image featuring a woman with a visible scar on her cheek in the upper half and a smiling woman in the lower half, separated by a white wavy line. The background is a warm, golden-brown color.

Een litteken kan je  
leven vergallen!

Hoe kan je dit vermijden?

The logo for Dermatix, featuring a stylized gold wave above the brand name in white serif font on a black background.

*Dermatix*<sup>®</sup>



## JE HEBT EEN LITTEKEN TEN GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL OF OPERATIE. WAT KAN JE ERAAN DOEN?

- ➔ Wist je dat heel wat mensen niet tevreden zijn met het uitzicht van hun litteken?
- ➔ Wist je dat het proces van littekenvorming twee jaar of langer kan duren en dat je, vooral in de eerste maanden, de evolutie gunstig kan beïnvloeden?

## HET IS BETER OM ER NU AAN TE DENKEN EN HET RISICO OP ABNORMALE LITTEKENVORMING TE BEPERKEN? VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Als je niet wilt dat je litteken:

- 1 dikker wordt,
- 2 donkerrood blijft,
- 3 pijn doet of jeukt,
- 4 de beweeglijkheid van een gewricht beperkt,

raadpleeg dan je arts.

**Om het risico op abnormale littekenvorming te beperken en om een zo mooi mogelijk effect te bekomen,** wordt aangeraden om siliconengel of een siliconensheet aan te brengen. Volgens de internationale aanbevelingen wordt een behandeling met siliconen als referentie beschouwd bij het voorkomen van abnormale littekens.<sup>1,2</sup>

## JE HEBT WAARSCHIJNLIJK HEEL WAT VRAGEN.



### Je litteken doet pijn en jeukt?

**Dermatix®** zal onder meer:

- de jeuk verminderen,
- de pijn verlichten,
- de roodheid verminderen,
- de dikte verminderen.

### Je wilt geen zichtbaar verband dragen?

Geen probleem, **Dermatix® Gel** is een onzichtbare transparante gel. Je kan de gel op zichtbare lichaamsdelen aanbrengen, zonder dat het opvalt.

### Je wilt niet dat men je litteken ziet?

Geen probleem, je kan make-up over de **Dermatix® Gel** aanbrengen om je litteken te camoufleren.

### Je litteken bevindt zich op een lichaamsdeel dat door je kleding wordt bedekt?

Je kan **Dermatix® Silicone Sheet Fabric** gebruiken, een siliconensheet met zijdeachtige stof dat optimaal comfort biedt onder kleding. Je hoeft geen verband aan te brengen.



### Je hebt een groot litteken (groter dan 10 cm)?

Naast **Dermatix® Gel**, bestaan er siliconensheets die je op de maat van je litteken kan knippen: **Dermatix® Silicone Sheet Clear** of **Fabric**. DEZE SILICONENSHEETS ZIJN HERBRUIKBAAR (gedurende minstens 5 weken).



# Dermatix® Gel, is gemakkelijk te gebruiken!

Het is **heel belangrijk** om de gel dagelijks te gebruiken gedurende minstens **3 maanden**.

Het kan inderdaad enige tijd duren voordat de resultaten zichtbaar zijn, wat niet betekent dat de gel niet werkt. **Het beste resultaat** wordt verkregen door de gel regelmatig en dagelijks aan te brengen.

## STAP 1

Reinig de te behandelen zone met water en zachte zeep.

Dep droog met een propere doek.

## STAP 2

Knip het puntje van de tube.

Breng **een zeer dunne laag** **Dermatix® Gel** aan onmiddellijk nadat de wond genezen is, en wrijf in.

## STAP 3

Laat 4 tot 5 minuten drogen.

Verwijder indien nodig het teveel aan gel dat niet opgedroogd is.



Dermatix® Gel tube 15 g • CNK code 2104-669

**2 x PER DAG,  
'S OCHTENDS EN 'S AVONDS,  
GEDURENDE MINSTENS 3 MAANDEN**

## VOORZORGEN

**Dermatix®** mag niet op open of verse wonden worden aangebracht. **Dermatix®** mag niet in contact komen met slijmvliezen of te dicht bij de ogen worden aangebracht. **Dermatix®** mag niet worden gebruikt op huidpreparaten op basis van antibiotica of andere behandelingen en/of producten voor de huid. **Dermatix®** mag enkel op zuivere, droge huid worden aangebracht. **Dermatix®** kan vlekken veroorzaken op kleding als het niet volledig droog is.

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

# Dermatix® Silicone Sheets

Het is heel belangrijk om de siliconensheet dagelijks te gebruiken gedurende minstens 3 maanden. Het kan inderdaad enige tijd duren voordat de resultaten zichtbaar zijn, wat niet betekent dat de sheet niet werkt. Het beste resultaat wordt verkregen door de sheet regelmatig en dagelijks aan te brengen.

**Dermatix® Silicone Sheet** kan op maat gesneden worden zodat het past op de meeste littekens.

## STAP 1

Reinig de te behandelen zone met water en zachte zeep. Dep droog met een propere doek.



## STAP 2

Verwijder de bescherm-la(a)g(en) en bewaar ze. Plaats **Dermatix® Silicone Sheet** met de kleefzijde naar beneden, rechtstreeks op de te behandelen zone. De siliconensheet moet iets groter zijn dan het litteken.



## STAP 3

Minimaal 12 u. en maximaal 23 u. op zijn plaats houden.

## STAP 4

Het litteken en beide kanten van de **Dermatix® Silicone Sheet** minimaal eenmaal per dag reinigen met zachte zeep en water. Spoel de **Dermatix® Silicone Sheet** grondig af en laat deze drogen vooraleer u hem weer aanbrengt.



**1 x DAG**

**GEDURENDE 12 TOT 23 UUR**

**GEDURENDE MINSTENS 3 MAANDEN**



**Dermatix®  
Silicone Sheet Clear**

4 x 13 cm • CNK code 2433-480

13 x 13 cm • CNK code 2434-710

13 x 25 cm • CNK code 2434-728

20 x 30 cm • CNK code 2434-736



**Dermatix®  
Silicone Sheet Fabric**

4 x 13 cm • CNK code 2433-498

13 x 13 cm • CNK code 2434-744

13 x 25 cm • CNK code 2434-751

20 x 30 cm • CNK code 2434-769

Iedere **Dermatix® Silicone Sheet Clear** kan gebruikt worden tot maximaal **5 weken** terwijl iedere **Dermatix® Silicone Sheet Fabric** tot maximaal **6 weken** kan gebruikt worden. Bewaar de **Dermatix® Silicone Sheet** op de bescherm laag als u hem niet gebruikt.

**Dermatix® Silicone Sheet** kan bij kinderen gebruikt worden.

## VOORZORGEN

**Dermatix®** mag niet op open of verse wonden worden aangebracht.

**Dermatix®** mag niet worden gebruikt op huidpreparaten op basis van antibiotica of andere behandelingen en/of producten voor de huid. **Dermatix®** mag enkel op zuivere, droge huid worden aangebracht.

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

  
*Dermatix*<sup>®</sup>



MEDA

Voor meer informatie zie  
[www.dermatix.net](http://www.dermatix.net)

MET STEUN VAN DE



200061